



Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft.



DIA-MED

2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740

www.dia-med.hu

E-mail: dia-med@t-online.hu

Súlyfürdő

Visszatekintés

Valószínűleg Hippokratész előtt is megkísérelték már a gerinc megbetegedéseit húzással gyógykezelní. Az 1500-as években még alkalmazták Hippokratész trakciós készülékét, amelyen rögzített beteget a mellkasára, illetve a medencére hurkolt huzalok segítségével nyújtották.

Dr. Moll Károly világviszonylatban elsőként alkalmazta a víz alatti trakcióra a súlyfürdőt, melyről első közleménye 1953-ban jelent meg. A különböző „helyreállítós” eljárások adták Moll főorvosnak azt az ötletet, hogy a Hévízi-tóban fürdés közben is alkalmazzon trakciót. Első kísérletei abból álltak, hogy egy erős hevederövre külön e célra készített súlyokat akasztott, miközben a beteg egy tutajon, vagy a korláton lógott a vízben hónaljánál fogva. A meleg vízben az izmok ellazulnak, a gerinc megnyúlik, és ennek következtében a porcsérv visszahúzódik, amit a testre nehezedő hidrosztatikai nyomás is elősegít. A trakciós kezelésekkal kapcsolatban számos újítás történt az elmúlt 50 év során, ám a lényeg ugyanaz maradt. A keményfa alkatrészeket felváltották a rozsdamentes acélok és műanyagok.

Az objektív és szubjektív vizsgálatok azt mutatják, hogy a komplex terápiák eredményessége megközelíti a 60-80 százalékot. Ma a trakció időtartama súlyokkal 10-25 perc, súlyok nélkül 5-15 perc.

A súlyfürdőket a Dia-Med kft gyártja és szereli fel a gyógymedencék erre a feladatra kiépített partjára. A súlyfürdő kocsi feladata a vízbe merült derékövek, súlyok, bokasúlyok rendezett tárolása, valamint mozgatása.

Referenciáink:

- Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehab. Szakkórház
- AEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet
- Pásztói Kórház
- Túrkeve Gyógyfürdő
- Püspökladány Gyógyfürdő
- Mezőkövesdi Gyógyfürdő
- Nyíregyházán Júlia Fürdő
- Esztergom Vaszary Kolos Kórház
- Berekfürdő
- Hajdúböszörmény

Kérem tekintsék meg referenciacsatornánkat a www.dia-med.hu honlapon.